

Wb、If、Ihc、Elisa用 Anti-Hand2 ポリクローナル抗体 - P61296

商品番号: CM0026822

前書き

WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証済みのAnti-HAND2ポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのHAND2に反応します。心臓形態形成および発生生物学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HAND2 ウサギ pAb
備考/別名	Hed, dHand, DHAND2, Thing2, bHLHa26, HAND2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9464
GeneID	9464
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61296
タンパク質分子量	24 kDa
発送	保冷バッグ