


Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Hao1/Gox ウサギポリクローナル抗体 - Q9Ujm8

商品番号: CM0026760



前書き

ヒトHAO1/GOX（グリコール酸オキシダーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光、免疫組織化学、ELISAなどの用途に使用可能。ヒト、マウス、ラットのHAO1を検出。代謝および腎結石研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HAO1/GOX ウサギ pAb
備考/別名	GO; GOX; GOXI; HAOXI; HAO1/GOX
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54363
GeneID	54363
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UJM8
タンパク質分子量	41 kDa
発送	氷袋