

Wb、Elisa用抗Hap1ウサギポリクローナル抗体 - P54257

商品番号: CM0020691

前書き

ヒトHuntingtin関連タンパク質1（HAP1）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでの検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。神経細胞内輸送、オートファジー、ハンチントン病におけるHAP1の役割の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	HAP1ウサギpAb
備考／別名	HLP; HAP2; HIP5; hHLP1; HAP1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	9001
GeneID	9001
免疫原	ヒトHAP1（NP_817084.2）のアミノ酸1～240に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P54257
タンパク質分子量	76kDa
輸送	保冷バッグ