

WbおよびElisa用Anti-Hapln1モノクローナル抗体 - P10915

商品番号: CM0004258

前書き

ヒトHAPLN1（40 kDa軟骨リンクタンパク質）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。細胞外マトリックス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HAPLN1 Rabbit mAb
備考/別名	CRT1; CRTLI; HAPLN1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1404
遺伝子ID	1404
免疫原	ヒトHAPLN1 (P10915) のアミノ酸250-354領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10915
タンパク質分子量	40kDa
配送	アイスパック