

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Hapln1ポリクローナル抗体 - P10915

商品番号: CM0030152

前書き

ヒトHAPLN1を標的とするウサギポリクローナル抗体。
。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。軟骨マトリックス研究およびプロテオグリカン凝集体の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HAPLN1 Rabbit pAb
備考/別名	CRTL1; CRTLL1; HAPLN1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1404
GeneID	1404
免疫原	ヒトHAPLN1 (NP_001875.1) のアミノ酸165-354に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10915
タンパク質分子量	40kDa
配送	アイスバッグ