

抗ハプトグロビン (Hp) ウサギモノクローナル抗体 (Wb, If-P, Ihc-P, Elisa用) - P00738

商品番号: CM0004989



前書き

ヒトハプトグロビン (HP)

対応の高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-

P、ELISAで検証済み。検出対象分子量は約45

kDa。マウスおよびラットと交差反応します。溶血、急性期反応、腸管透過性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ハプトグロビン (HP) ウサギ mAb
備考/別名	BP; HPAIS; HP2ALPHA2; ハプトグロビン (HP)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3240
GeneID	3240
免疫原	ヒトハプトグロビン (HP) (P00738) のアミノ酸307-406領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00738
タンパク質分子量	45kDa
配送	アイスバッグ