

抗ハプトグロビン (Hp) ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa対応) - P00738

商品番号: CM0014300



前書き

ヒトハプトグロビン (HP)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットを認識。遊離ヘモグロビンを捕捉し、抗酸化作用および急性期タンパク質として機能します。溶血、炎症、腸管透過性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ハプトグロビン (HP) ウサギ pAb
備考/別名	BP; HPAIS; HP2ALPHA2; ハプトグロビン (HP)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3240
GeneID	3240
免疫原	ヒトハプトグロビン (NP_005134.1) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P00738
タンパク質分子量	45kDa
配送	氷袋