

Wb、Elisa用抗Has1ウサギポリクローナル抗体 - Q92839

商品番号: CM0013405

前書き

ヒトヒアルロン酸合成酵素1（HAS1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済みで、65 kDaのタンパク質を検出します。ヒトおよびマウスと交差反応します。ヒアルロン酸合成および細胞外マトリックス研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HAS1ウサギpAb
備考／別名	HAS; HAS1
種	ヒト
遺伝子ID	3036
免疫原	組換えタンパク質 ヒトHAS1（NP_001514.2）のアミノ酸80～390に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q92839
タンパク質分子量	65 kDa
輸送	保冷バッグ