

Wb、Elisa用抗Has2ウサギポリクローナル抗体 - Q92819

商品番号: CM0026165

前書き

ヒトヒアルロン酸合成酵素2（HAS2）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。ヒアルロン酸合成や細胞外マトリックス生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HAS2 Rabbit pAb
略称/別名	HAS2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	3037
GeneID	3037
免疫原	組換えタンパク質 ヒトHAS2（NP_005319.1）のアミノ酸67～186番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q92819
タンパク質分子量	64kDa
発送方法	保冷剤