

Wb・Elisa用 抗Has3 ポリクローナル抗体 - O00219

商品番号: CM0026800

前書き

ウサギ由来のヒトHAS3を標的とするポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで使用可能です。マウス、ラットと交差反応します。ヒアルロン酸合成と細胞外マトリックスリモデリングに必須なヒアルロン酸合成酵素3です。細胞接着、遊走、がん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HAS3 ウサギ pAb
別名	HAS3
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3038
遺伝子ID	3038
免疫原	ヒトHAS3 (NP_619515.1) のアミノ酸67〜281番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00219
タンパク質分子量	63kDa
輸送方法	保冷剤