

Wb、If/Icc、Elisa用抗Has3ポリクローナル抗体 - O00219

商品番号: CM0013919

前書き

ヒトHAS3に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示し、ヒアルロン酸合成研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HAS3 ウサギ pAb
備考／別名	HAS3
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	3038
GeneID	3038
免疫原	組換えタンパク質：ヒトHAS3（NP_619515.1）のアミノ酸67～281番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00219
タンパク質分子量	63kDa
発送方法	保冷剤