

Anti-Haspin Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8Tf76

商品番号: CM0020453



前書き

ヒトHASPIN（GSG2）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応します。細胞周期およびクロマチン調節研究に使用します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	HASPIN Rabbit pAb
備考/別名	GSG2; HASPIN
種	ヒト
GeneID (ヒト)	83903
GeneID	83903
免疫原	ヒトHASPIN（NP_114171.2）のアミノ酸290-470に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8TF76
タンパク質分子量	88kDa
配送	アイスバッグ