

Wb・Elisa用抗Haus6ポリクローナル抗体 - Q7Z4H7

商品番号: CM0031058



前書き

HAUSオーグミン複合体の主要成分であるヒトHAUS6を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒトおよびマウスと交差反応します。有糸分裂や中心体の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	HAUS6 Rabbit pAb
備考/別名	Dgt6, FAM29A, HAUS6
対象種	ヒト
遺伝子ID	54801
免疫原	ヒトHAUS6 (NP_060115.3) のアミノ酸676〜955を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q7Z4H7
タンパク質分子量	109 kDa
発送方法	氷袋梱包