

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Hax1 ポリクローナル抗体 - O00165

商品番号: CM0024855

前書き

WB、IF/ICC、ELISA用に検証済みのウサギポリクローナルHAX1抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。アクチンリモデリングと細胞生存に関与するHCLS1結合タンパク質X-1（32kDa）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HAX1 ウサギ pAb
備考/別名	SCN3, HS1BP1, HCLSBP1, HAX1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10456
GeneID	10456
免疫原	ヒトHAX1（NP_006109.2）のアミノ酸1-279に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00165
タンパク質分子量	32kDa
輸送	保冷バッグ