


Anti-Hb-Egf Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q99075

商品番号: CM0002392



前書き

ヒトHB-

EGF（DTR、HEGFL）を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションに使用可能。ヒト、マウス、ラットのサンプルで検証済み。増殖因子およびジフテリア毒素受容体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HB-EGF Rabbit mAb
備考/エイリアス	DTR; DTS; DTSF; HEGFL; HB-EGF
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1839
免疫原	ヒトHB-EGF（Q99075）のアミノ酸50-150以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99075
タンパク質分子量	23kDa
配送	氷袋