


Anti-Hb-Egf Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q99075

商品番号: CM0024627



前書き

WB、IF/ICC、ELISAに適用検証済みのAnti-HB-EGF Rabbit Polyclonal

Antibody。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。心臓の発達および平滑筋増殖に関与する主要なEGF Rリガンドである、ヘパリン結合性EGF様成長因子前駆体を標的とします。成長因子シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HB-EGF Rabbit pAb
備考/別名	DTR, DTS, DTSF, HEGFL, HB-EGF
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1839
GeneID	1839
免疫原	ヒトHB-EGF (NP_001936.1) のアミノ酸20-160に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99075
タンパク質分子量	23kDa
配送	氷袋