


Wb、If-P、Elisa用 抗Hba2 ウサギポリクローナル抗体 - P69905

商品番号: CM0029207



前書き

この抗HBA2ウサギポリクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IF-P、ELISAで検証済みです。酸素輸送研究のためのヘモグロビンサブユニット α を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HBA2 ウサギ pAb
備考/別名	HBH; ECYT7; HBA-T2; HBA2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3040
GeneID	3040
免疫原	組換えタンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P69905
タンパク質分子量	15kDa
発送	保冷バッグ