


Wb、Elisa用抗Hbbポリクローナル抗体 - P68871

商品番号: CM0014282



前書き

WBおよびELISAで検証済みの抗HBBウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびラットのヘモグロビンサブユニットベータ（P68871）を標的とします。酸素輸送および貧血研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HBBウサギpAb
別名・エイリアス	ECYT6; CD113t-C; beta-globin; HBB
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3043
GeneID	3043
免疫原	ヒトHBB（NP_000509.1）のアミノ酸47～147内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P68871
タンパク質分子量	16kDa
輸送	保冷バッグ