


抗Hbd（ヘモグロビンサブユニットデルタ）ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P02042

商品番号: CM0027890



前書き

ヒトヘモグロビンサブユニットデルタ（HBD）に対するウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロット（WB）およびELISAアプリケーションで使用可能で、マウスおよびラットオルソログを検出します。酸素輸送およびヘモグロビン研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HBD Rabbit pAb
備考 / 別名	HBD
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	3045
GeneID	3045
免疫原	ヒトHBD（NP_000510.1）のアミノ酸1～147番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P02042
タンパク質分子量	16kDa
発送方法	保冷剤