


WbおよびElisa用 Anti-Hbgb2 ウサギポリクローナル抗体 - P69892

商品番号: CM0029149



前書き

ヒトヘモグロビンサブユニットガンマ-2（胎児ヘモグロビン）を標的とした、ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みの高品質HBG2ウサギポリクローナル抗体。ヘモグロビン症、酸素輸送、赤血球生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HBG2 ウサギ pAb
備考/別名	TNCY; HBG-T1; HBG2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3048
遺伝子ID	3048
免疫原	ヒトHBG2 (NP_000175.1) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P69892
タンパク質分子量	16kDa
輸送	保冷バッグ