


Wb、Elisa用Anti-Hbgp1ウサギポリクローナル抗体 - P69891

商品番号: CM0017613



前書き

ヒトHBG1（胎児ヘモグロビン γ -1鎖）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。胎児ヘモグロビンの発生および酸素輸送の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HBG1ウサギpAb
備考／別名	HBGA; HBGR; HBG-T2; HSGGLI; PRO2979; HBG1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3047
遺伝子ID	3047
免疫原	合成ペプチド：ヒトHBG1（NP_000550.2）のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P69891
タンパク質分子量	16kDa
配送	保冷バッグ