


WbおよびElisa用Anti-Hcar1ウサギポリクローナル抗体 - Q9Bxc0

商品番号: CM0019737



前書き

HCAR1 (GPR81)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応性を示します。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションに適しており、予測タンパク質分子量は39

kDaです。乳酸シグナル伝達および代謝調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HCAR1 Rabbit pAb
備考/別名	HCA1; GPR81; LACR1; FKSG80; GPR104; TAGPCR; TA-GPCR; HCAR1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27198
GeneID	27198
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BXC0
タンパク質分子量	39kDa
配送	アイスバッグ