


ウェスタンブロット、Elisa用 抗Hcfc1ウサギポリクローナル抗体 - P51610

商品番号: CM0020920



前書き

細胞周期制御に関与する転写共役因子であるHCFC1（宿主細胞因子1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルと交差反応性を示します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HCFC1 ウサギ pAb
備考/別名	CFF; HCF; HCF1; HFC1; MRX3; VCAF; HCF-1; MAHCX; XLID3; PPP1R89; HCFC1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3054
GeneID	3054
免疫原	組換えタンパク質 ヒトHCFC1 (NP_005325.2) のアミノ酸1-250に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	ウェスタンブロット、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51610
タンパク質分子量	209kDa
発送	保冷バッグ