


Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Hcgベータモノクローナル抗体 - P0Dn86

商品番号: CM0010649



前書き

ヒトhCGベータ（CGB）に特異的なウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロット、免疫蛍光法、免疫組織化学、ELISAに適しています。生殖生物学および妊娠研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	hCGベータ ウサギmAb
備考/別名	CGB; HCG; hCGB
反応種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	93659
遺伝子ID	93659
免疫原	ヒトCGB5（NP_000728.1）のアミノ酸20～165に相当する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P0DN86
タンパク質分子量	18kDa
発送	氷袋