

抗Hckウサギポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa用) - P08631

商品番号: CM0022186



前書き

ヒトHCK (p59Hck/p61Hck)

に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。自然免疫、食作用、細胞シグナル伝達の研究に最適。CamelBio社製。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	HCK ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	JTK9, AIPCV, p59Hck, p61Hck, HCK
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3055
GeneID	3055
免疫原	ヒトHCKのアミノ酸1-220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001165600.1)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P08631
タンパク質重量	60kDa
配送	アイスパック