

Wb、Ihc-P、Elisa用Anti-Hcls1ポリクローナル抗体 - P14317

商品番号: CM0024423

前書き

ヒトHCLS1 (HS1, p75)を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスと交差反応します。抗原受容体シグナル伝達および造血系細胞の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HCLS1 Rabbit pAb
備考/別名	HS1; p75; CTTNL; lckBP1; HCLS1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3059
遺伝子ID	3059
免疫原	組換えタンパク質 ヒトHCLS1 (NP_005326.2) のアミノ酸1-280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P14317
タンパク質分子量	54kDa
配送	アイスバッグ