


Wb、Elisa用抗Hcn1ウサギポリクローナル抗体 - O60741

商品番号: CM0022350



前書き

Western blotおよびELISA用のHCN1（BCNG-1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットで検証済み。ニューロンの過分極活性化電流およびペースメーカー活性における役割をご確認ください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HCN1ウサギpAb
備考／別名	BCNG1, DEE24, HAC-2, BCNG-1, EIEE24, GEFSP10, HCN1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	348980
GeneID	348980
免疫原	ヒトHCN1（NP_066550.2）のアミノ酸791～890内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60741
タンパク質分子量	99 kDa
輸送	アイスバッグ