


Wb、Elisa用 抗Hcov-229EスパイクS1モノクローナル抗体 - P15423

商品番号: CM0007683



前書き

HCoV-

229EスパイクS1糖タンパク質に対する高品質なウサギモノクローナル抗体で、特に受容体結合ドメインを認識します。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みであり、ウイルス学研究およびIVDアッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HCoV-229EスパイクS1ウサギmAb
遺伝子ID	918758
免疫原	ヒトHCoV-229EスパイクS1の組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	HCoV-229E
SWISS	P15423
タンパク質分子量	129kDa
発送	保冷バッグ