

Anti-Hcov-229E Spike S1 ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P15423

商品番号: CM0020393



前書き

HCoV-229E Spike

S1に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。アミノ酸1074-1173内の合成ペプチドを認識します。コロナウイルスの付着および侵入メカニズムの調査に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HCoV-229E Spike S1 Rabbit pAb
GeneID	918758
免疫原	コロナウイルスSpike S1 (NP_073551.1) のアミノ酸1074-1173内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	HCoV-229E
SWISS	P15423
タンパク質分子量	129kDa
配送	アイスパック