

Wb・Elisa用 抗Hcov-229E スパイクS2 ウサギモノクローナル抗体 - P15423

商品番号: CM0007334



前書き

HCoV-

229Eスパイク糖タンパク質のS2サブユニットを標的とするウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロッティングおよびELISAでの使用が検証済みです。コロナウイルスの侵入と膜融合研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HCoV-229E スパイクS2 ウサギmAb
遺伝子ID	918758
免疫原	組換えヒトHCoV-229E スパイクS2タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	HCoV-229E
SWISS	P15423
タンパク質分子量	129kDa
発送方法	氷袋梱包