


抗Hcov-Hku1ヌクレオプロテイン ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q5Mqc6

商品番号: CM0023820



前書き

HCoV-

HKU1のヌクレオプロテイン（Nタンパク質）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。コロナウイルスの複製、集合、診断法開発の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HCoV-HKU1 ヌクレオプロテイン ウサギpAb
対象種	HCoV-HKU1
GeneID	3200423
免疫原	コロナウイルス ヌクレオプロテイン（YP_173242.1）のアミノ酸100～200番内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	HCoV-HKU1
SWISS	Q5MQC6
タンパク質分子量	49kDa
輸送方法	保冷剤梱包