


Wb、Elisa用抗Hcov-Hku1スパイクS1ポリクローナル抗体 - Q5Mqd0

商品番号: CM0020423



前書き

HCoV-

HKU1スパイクS1タンパク質に特異的なウサギポリクローナル抗体（免疫原：アミノ酸100～200領域内のペプチド）。WBおよびELISAで検証済みです。HCoV-HKU1スパイク糖タンパク質を認識し、ウイルス侵入と宿主相互作用の研究に最適です。SWISSプロット番号：Q5MQD0。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HCoV-HKU1スパイクS1 ウサギpAb
対象種	ヒトコロナウイルスHKU1
遺伝子ID	3200426
免疫原	コロナウイルススパイクS1（YP_173238.1）のアミノ酸100～200領域内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	ウェスタンブロット(WB)、ELISA
交差反応性	HCoV-HKU1
SWISSプロット番号	Q5MQD0
タンパク質分子量	152 kDa
輸送方法	保冷剤