


Wb、Elisa用 抗Hcov-Hku1 スパイクS2 ウサギポリクローナル抗体 - Q5Mqd0

商品番号: CM0021582



前書き

HCoV-

HKU1のスパイクS2サブユニットを標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAで検証済みで、診断アッセイ開発やコロナウイルス侵入機構に関する研究においてウイルス融合タンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HCoV-HKU1 スパイクS2 ウサギ pAb
備考/別名	E2、ペプロマータンパク質
GeneID	3200426
免疫原	コロナウイルス スパイクS2 (YP_173238.1) のアミノ酸800-900に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交叉反応性	HCoV-HKU1
SWISS	Q5MQD0
タンパク質分子量	152kDa
発送	保冷バッグ