


Wb、Elisa用 抗Hcov-Nl63スパイクS2ポリクローナル抗体 - Q6Q1S2

商品番号: CM0020477



前書き

HCoV-

NL63スパイクS2タンパク質（スパイク糖タンパク質、E2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションに適しています。HCoV-

V-NL63スパイクを認識します。コロナウイルスの研究および診断アッセイの開発に。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HCoV-NL63スパイクS2 ウサギpAb
遺伝子ID	2943499
免疫原	コロナウイルススパイクS2 (YP_003767.1) のアミノ酸1200-1300領域内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	HCoV-NL63
SWISS	Q6Q1S2
タンパク質分子量	150kDa
配送	氷袋