


Wb、Elisa用 抗Hcov-OC43 スクレオプロテイン ポリクローナル抗体 - P33469

商品番号: CM0020571



前書き

WBおよびELISA用のHCoV-OC43

スクレオプロテイン（Nタンパク質）を標的とするウサギポリクローナル抗体。HCoV-

OC43と交差反応性あり；免疫原はアミノ酸100-

200由来。コロナウイルスヌクレオカプシドおよび組み立て研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HCoV-OC43 スクレオプロテイン ウサギ pAb
遺伝子ID	39105221
免疫原	コロナウイルス スクレオプロテイン (YP_009555245.1) のアミノ酸100-200に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	HCoV-OC43
SWISS	P33469
タンパク質分子量	49kDa
発送	保冷バッグ