

Wb、Elisa用 抗Hcrt ウサギポリクローナル抗体 - O43612

商品番号: CM0027092



前書き

ヒトHCRT（オレキシン前駆体）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロッティングおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットの種で検証済みです。睡眠・覚醒調節やエネルギー代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HCRT ウサギpAb
備考/別名	OX; PPOX; NRCLP1; HCRT
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3060
遺伝子ID	3060
免疫原	合成ペプチド ヒトHCRT (NP_001515.1) のアミノ酸34〜66番領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43612
タンパク質分子量	13kDa
発送	保冷剤