


ウエスタンブロット(Wb)、免疫蛍光-パラフィン切片(If-P)、Elisa用 抗Hcrtr1 ウサギポリクローナル抗体 - O43613

商品番号: CM0017230



前書き

ヒトHCRTR1（オレキシン受容体1型）を標的とする高親和性ウサギポリクローナル抗体です。WB、IF-P、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。神経科学および代謝研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HCRTR1 ウサギpAb
別名	OXIR; OXR1; ORXR1; HCRTR1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3061
遺伝子ID	3061
免疫原	ヒトHCRTR1 (NP_001516.2) のアミノ酸150-250番領域の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS番号	O43613
タンパク質分子量	48kDa
発送方法	氷袋梱包