

WbおよびElisa用Anti-Hd1ポリクローナル抗体 - Q9Fdx8

商品番号: CM0020410



前書き

イネ (*Oryza sativa*) のウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証されたAnti-Hd1ウサギポリクローナル抗体。開花を調節する転写因子である亜鉛指タンパク質HD1を検出します。植物発生生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Hd1 Rabbit pAb
備考/別名	Hd1; SE1; OsHd1; Hd1
種	イネ (<i>Oryza sativa</i>)
遺伝子ID	4340746
免疫原	イネHd1 (Q9FDX8) のアミノ酸1-320に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	イネ (<i>Oryza sativa</i>)
SWISS	Q9FDX8
タンパク質分子量	43kDa
配送	氷袋