

Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-Hdac1ラビットモノクローナル抗体 - Q13547

商品番号: CM0002414



前書き

IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みのAnti-HDAC1ラビットmAb（55kDa）。ヒト、マウス、ラットのHDAC1と交差反応します。クロマチンリモデリング、転写制御、およびエピジェネティクス経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HDAC1ラビットmAb
備考/別名	HDI; RPD3; KDAC1; GON-10; RPD3L1; C1
種	ヒト
遺伝子ID	3065
免疫原	ヒトHDAC1（Q13547）のアミノ酸350-450領域内の配列に対応する合成ペプチド
供給源	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13547
タンパク質分子量	55kDa
配送	氷袋