

Anti-Hdac11 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q96Db2

商品番号: CM0004123

前書き

ヒトHDAC11を標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。エピジェネティクス研究、クロマチンリモデリング、および転写調節研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	HDAC11 Rabbit mAb
備考/別名	HD11
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	79885
遺伝子ID	79885
免疫原	ヒトHDAC11 (NP_079103.2) のアミノ酸1-347に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96DB2
タンパク質分子量	39 kDa
配送	アイスバッグ