

Wb、Elisa用抗Hdac11ウサギポリクローナル抗体 - Q96Db2

商品番号: CM0024959

前書き

ヒトHDAC11（SWISS: Q96DB2）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒストン脱アセチル化と転写抑制に関するエピゲノム研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HDAC11 Rabbit pAb
別名	HD11; HDAC11
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	79885
遺伝子ID	79885
免疫原	ヒトHDAC11（NP_079103.2）のアミノ酸270～347番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96DB2
タンパク質分子量	39kDa
発送	保冷剤