


Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa、Chip用抗Hdac2モノクローナル抗体 - Q92769

商品番号: CM0006601



前書き

ヒトHDAC2（ヒストン脱アセチル化酵素2）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA、ChIPに使用できます。マウスおよびラットと交差反応します。エピジェネティクスおよびクロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HDAC2ウサギmAb
備考／別名	HD2; RPD3; YAF1; KDAC2; HDAC2
種	ヒト
遺伝子ID	3066
免疫原	ヒトHDAC2（Q92769）のアミノ酸389～488内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA、ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92769
タンパク質分子量	55kDa
配送	保冷バッグ