


Wb、Elisa用抗Hdac2ウサギモノクローナル抗体 - Q92769

商品番号: CM0003936



前書き

ヒトHDAC2に対する組換えウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。エピゲノム研究およびIVDアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HDAC2 ウサギmAb
備考/別名	HD2, RPD3, YAF1, KDAC2, HDAC2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3066
遺伝子ID	3066
免疫原	ヒトHDAC2 (NP_001518.3) のアミノ酸1~100番内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92769
タンパク質分子量	55kDa
輸送方法	氷袋