

## 抗Hdac3ポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa用) - O15379

商品番号: CM0013913



## 前書き

HDAC3を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのHDAC3を認識し、クロマチン生物学やエピジェネティクス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名        | HDAC3 ウサギpAb                                          |
| 備考/別名      | HD3; RPD3; KDAC3; RPD3-2; HDAC3                       |
| 種          | ヒト                                                    |
| 遺伝子ID (ヒト) | 8841                                                  |
| 遺伝子ID      | 8841                                                  |
| 免疫原        | 合成ペプチド ヒトHDAC3のアミノ酸329-428領域に対応する合成ペプチド (NP_003874.2) |
| 由来         | ウサギ                                                   |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                             |
| アプリケーション   | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                              |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                            |
| SWISS      | O15379                                                |
| タンパク質重量    | 49 kDa                                                |
| 配送         | アイスバッグ                                                |