


Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用 抗Hdac3ウサギモノクローナル抗体 - O15379

商品番号: CM0009519



前書き

WB、IF/ICC、IHC-

P、ELISA用に検証された高品質な抗HDAC3ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラット、サルでの反応性を確認。エピジェネティクス、クロマチン生物学、転写制御研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HDAC3 ウサギ mAb
備考/別名	HD3; RPD3; KDAC3; RPD3-2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8841
GeneID	8841
免疫原	ヒトHDAC3 (NP_003874.2) のアミノ酸299-428に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、サル
SWISS	O15379
タンパク質分子量	49 kDa
発送	保冷バッグ