

Anti-Hdac3 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - O15379

商品番号: CM0003576



前書き

ウェスタンブロット、免疫沈降、ELISAでバリデーションされたウサギモノクローナルHDAC3抗体。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。49 kDaのヒストン脱アセチル化酵素3（HDAC3）は、クロマチンリモデリングと遺伝子サイレンシングに不可欠です。エピジェネティクスおよび転写調節の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD Validated] HDAC3 Rabbit mAb
備考/別名	HD3; RPD3; KDAC3; RPD3-2; HDAC3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8841
GeneID	8841
免疫原	ヒトHDAC3 (NP_003874.2) のアミノ酸329-428領域内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15379
タンパク質分子量	49kDa
配送	氷袋