

## Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Hdac3 ウサギポリクローナル抗体 - O15379

商品番号: CM0022752



## 前書き

ヒトHDAC3（ヒストン脱アセチル化酵素3）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みです。マウスおよびラットと交差反応性があります。エピジェネティクスおよびクロマチン調節研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 製品名        | HDAC3 ウサギ pAb                                          |
| 備考/別名      | HD3; RPD3; KDAC3; RPD3-2; HDAC3                        |
| 種          | ヒト                                                     |
| 遺伝子ID (ヒト) | 8841                                                   |
| 遺伝子ID      | 8841                                                   |
| 免疫原        | ヒトHDAC3 (NP_003874.2) のアミノ酸299-428に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来         | ウサギ                                                    |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                              |
| 適用         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                               |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                             |
| SWISS      | O15379                                                 |
| タンパク質分子量   | 49kDa                                                  |
| 輸送         | 氷袋                                                     |