

Wb、Elisa用抗Hdac4ポリクローナル抗体 - P56524

商品番号: CM0012815



前書き

合成ペプチドを用いて作製した、ヒトHDAC4に対するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでバリデーション済みで、主要なエピジェネティック制御因子である119kDaのヒストン脱アセチル化酵素4を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HDAC4ウサギpAb
備考／別名	HD4; AHO3; BDMR; HDACA; HA6116; HDAC-4; HDAC-A; NEDCHF; NEDCHID; HDAC4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9759
免疫原	ヒトHDAC4 (NP_006028.2) のアミノ酸530～630内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P56524
タンパク質分子量	119kDa
輸送	保冷バッグ