

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Hdac4ポリクローナル抗体 - P56524

商品番号: CM0013964



前書き

ヒトHDAC4 (SWISS: P56524) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。エピジェネティクスおよびがん研究に最適。タンパク質分子量 119 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HDAC4 ウサギ pAb
備考/別名	HD4; AHO3; BDMR; HDACA; HA6116; HDAC-4; HDAC-A; NEDCHF; NEDCHID; HDAC4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9759
免疫原	ヒトHDAC4 (NP_006028.2) のアミノ酸451-650に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P56524
タンパク質分子量	119kDa
配送	保冷バッグ