

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Hdac5ウサギポリクローナル抗体 - Q9Uql6

商品番号: CM0015733



前書き

このHDAC5ウサギポリクローナル抗体は、WB、IHC

P、IF/ICC、およびELISA用途で検証されています。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のHDAC5を検出できるため、クロマチン制御およびエピジェネティックス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HDAC5ウサギpAb
備考/別名	HD5、NY-CO-9、HDAC5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10014
遺伝子ID	10014
免疫原	ヒトHDAC5 (NP_005465.2) のアミノ酸500～600内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UQL6
タンパク質分子量	122kDa
配送	保冷バッグ